

SADECE 10 DAKİKA LED Maske ile yüz cilt bakımı için



Hafif ve Açık Tasarım

Hafif, açık görüş sağlayan, burun ve ağız havalandırma pencereleri ile günlük hayatta rahat kullanım



Yüz



Boyun



Stand



Uzaktan kontrol cihazı

OPERA MILUX Premium

Ürün Adı	OPERA MILUX PREMIUM
Model Adı	OMP-100, OMP-100(F); OMP-100(N)
Pil	DC 3.6V, 5100mAH
Üretici	GTG Wellness Co., Ltd.



Rose Gold

Purple

Pink Gold

LEBODY

7, Dongwon-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
T. +82-2-3462-5400 F. +82-70-4708-6524 E. lebody@gtgwellness.co.kr www.le-body.co.kr

OPERA MILUX Premium



OPERA MILUX PREMIUM geniş hacimli LED
Maske

Geniş hacimli LED
teknolojisi ile

OPERA MILUX PREMIUM

Geniş hacimli LED'ler ışık yoğunluğunu artırır
ve hiçbir noktayı kaçırmaz.

Ayrı cihazlar, ayrı bakım veya aynı anda yüz
ve boyun bakımı sağlar.




GÜÇ Piyasada yer alan mevcut ürünlerin dezavantajı olan, LED dalga boyunu yarı saydam difüzyon plakası üzerinden ileterek büyük bir difüzyon miktarı kaybına neden olmayı ortadan kaldırır.

MAKSİMİZASYON Geniş hacimli LED, difüzyon verimliliğini en üst düzeye çıkarır

LED Dalgaboyu Difüzyon Prensibi

Daha geniş LED dalga boylarının yayılması için LED üzerinde geniş hacimli LED




Boyundan yüze kadar bol miktarda LED Hacim ışığı ile cildinizi doldurun

Yüzünüzü ve boynunuzu birlikte veya ayrı ayrı yönetmek mümkündür YÜZ: 78 adet (234 dalga boyu) BOYUN: 36 adet (108 dalga boyu) TOPLAM 342 DALGA BOYU

LED dermal nüfuz oranı

- Yakın Kızılötesi ışık: Ağrısız derin nüfuz
- Kırmızı ışık : Cilt Elastikiyeti
- Mavi Işık : epidermise ulaşarak, akneye neden olan bakterileri yok etmeye yardımcı olur



OPTİMAL KULLANIM İÇİN 3 MOD



Gözleri LED Işıklarından korumak için GÖZ KORUYUCU

Göz koruması, LED ışıklarından korumak için gözlerinizin etrafına nazikçe yapışır. Güvenli malzeme uygulandığından güvenle kullanılabilir.



Klinik olarak kanıtlanmış Opera Milux Premium etkisi

Opera maskeleri, yüz ve boyun cildinin parlaklığını, elastikiyetini ve nemini iyileştirmeye yardımcı olur.
* Bu klinik test LED maske ve solüsyon birlikte kullanılarak yapılmıştır.



YÜZ


- Cilt Parlaklığı (Ton)
- Kırıksık Cilt Dokusu
- Cilt Yoğunluğu
- Yüz Kaldırma
- Cilt Elastikiyeti
- Cilt Nemlendirme




BOYUN

Boyun Bölgesinde Kırıksık Cilt Dokusu


Kırıksık Cilt Dokusunda İyileşme




Boyun Bölgesinde Kırıksık Cilt Dokusunda İyileşme



Cilt Yoğunluğunda İyileşme



Cilt Nemliliğinde İyileşme



2019, Kore Dermatoloji Araştırma Enstitüsü, Cihaz + ampul günde bir kez 10 dakika ve haftada 3 - günde bir kez, 2 ~ 3 hafta, geçici / bireysel farklar